

Cesta de inmersión con paredes de chapa perforada

HUPFER
we make work flow

Datos técnicos



Peso:	1 kg
Ancho:	600 mm
Profundidad:	250 mm
Altura:	60 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

El cesto de malla de acero inoxidable se utiliza para el transporte, la limpieza, el almacenamiento y la preparación de instrumental médico.

El cesto de malla apilable sirve para el transporte seguro, la limpieza eficiente, el almacenamiento que ahorra espacio y la provisión fiable de un instrumental médico. El cesto Hupfer permite una organización práctica y un acceso rápido a los instrumentos en hospitales, clínicas y otras instalaciones médicas. La construcción de acero inoxidable de alta calidad, pulido electrolíticamente, es fácil de limpiar y garantiza una higiene óptima. La forma especial del marco de la base permite apilar los cestos de manera ordenada y que ahorra espacio. El cesto de malla está disponible en diferentes anchos de malla y dimensiones.

Fecha de consulta: 03.03.2025,
18:30:41

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer