

# Cesta de inmersión con paredes de chapa perforada

**HUPFER**  
we make work flow

## Datos técnicos



<b>Peso:</b>	1 kg
<b>Ancho:</b>	520 mm
<b>Profundidad:</b>	270 mm
<b>Altura:</b>	60 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

El cesto de malla de acero inoxidable se utiliza para el transporte, la limpieza, el almacenamiento y la preparación de instrumentos médicos.

El cesto de malla apilable se utiliza para el transporte seguro, la limpieza eficiente, el almacenamiento que ahorra espacio y la provisión fiable de un instrumental médico. El cesto de malla Hupfer garantiza una organización práctica y un acceso rápido a los instrumentos en hospitales, consultorios y otras instalaciones médicas. La construcción de acero inoxidable de alta calidad, pulido electrolíticamente, es fácil de limpiar y asegura una higiene óptima. La forma especial del marco inferior permite apilar las cestas de manera que se ahorre espacio y se mantenga un orden claro. El cesto de malla está disponible en diferentes anchos de malla y dimensiones.

Fecha de consulta: 22.02.2025,  
18:08:58

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*