

Cesta de inmersión con paredes de chapa perforada

HUPFER
we make work flow

Datos técnicos



Peso:	1 kg
Ancho:	550 mm
Profundidad:	250 mm
Altura:	60 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

La cesta de malla de acero inoxidable se utiliza para el transporte, la limpieza, el almacenamiento y la preparación de instrumental médico.

El cesto de malla apilable se utiliza para el transporte seguro, la limpieza eficiente, el almacenamiento que ahorra espacio y la provisión fiable de un instrumental médico. El cesto de malla Hupfer garantiza una organización práctica y un acceso rápido a los instrumentos en hospitales, clínicas y otras instalaciones médicas. La construcción de acero inoxidable de alta calidad, pulido electrolíticamente, es fácil de limpiar y asegura una higiene óptima. La forma especial del marco de la base permite un apilamiento que ahorra espacio y es ordenado de los cestos uno sobre otro. El cesto de malla está disponible en diferentes anchos de malla y dimensiones.

Fecha de consulta: 05.04.2025,
21:07:00

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer