

# Проволочный контейнер, устанавливаемый на шину на устройстве

**HUPFER**  
we make work flow

## Технические характеристики



<b>Масса:</b>	1.02 кг
<b>Ширина:</b>	407 мм
<b>Глубина:</b>	212 мм
<b>Высота:</b>	200 мм

*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

Проволочный контейнер для хранения и подготовки мелких медицинских материалов.

Контейнер изготовлен из высококачественной стальной проволоки, полированной электрохимическим способом, и укреплен проволочными замкнутыми петлями в области основания и стенок. С передней стороны верхняя рама опущена до уровня, соответствующего половине контейнера, образуя проем, предоставляющий доступ к содержимому корзины. Контейнер может вставляться в планку для крепления оборудования 25 × 10 мм при помощи проволочных креплений. Для экономии места пустые корзины можно хранить, вставив друг в друга.

Дата обращения: 27.07.2024,  
22:23:58

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*